

U krijgt een beenprothese

In deze flyer leest u alles over het aanmeten van een beenprothese. Heeft u na het lezen nog vragen? Stel ze dan gerust aan uw instrumentmaker of bel ons: 030 258 1811.



Aanmeten

Een prothese moet heel goed om uw been passen. Bij Protec meten we de prothese direct om uw been aan. Dit is een speciale methode, die heel effectief is. Er hoeft niet gegipst te worden.



Maken

Na het aanmeten bouwt de instrumentmaker de prothese op. De verschillende onderdelen worden hierbij onder de koker geplaatst.



Passen

Nadat de prothese is gemaakt, gaat u de prothese passen. Tijdens het passen kijkt onze instrumentmaker of de pasvorm, de lengte en de stand van de prothese goed zijn en kunnen er nog aanpassingen worden gedaan.



Informatie

Langsom 18 | 1066 EW Amsterdam
030 258 1811
info@protec.amsterdam
www.protec.amsterdam





Testen

Na het passen gaat u de prothese testen. Hoe voelt de prothese bij het lopen en zitten? Lukt het om er binnen of buiten mee te lopen en voelt u nog ergens pijn of druk? Er kan in overleg met uw fysiotherapeut of onze beweegtrainer / personal coach een opbouw-schema worden opgesteld. Pas als u tevreden bent over de pasvorm en uitlijning zal de koker definitief afgewerkt worden.



Afwerken

U kunt bij ons kiezen uit verschillende soorten afwerkingen. Wij gaan er altijd vanuit dat u de prothese niet lang kunt missen en zullen uw prothese daarom zo snel mogelijk afwerken. Overleg altijd even met uw orthopedisch instrumentmaker wat u het beste uitkomt! Als u een prothese draagt kan er altijd wat sneller slijtage aan uw kleding optreden. Houdt u hier rekening mee, dit voorkomt problemen. Heeft u hier vragen over, overleg dan even met uw instrumentmaker.

